



Talking

Misuratore di Pressione Vocale

BP A130

Testato clinicamente
Protocollo BHS - BHS A/A



US Patent 6,485,429 B2

garanzia
5 anni



6 Lingue:

- 1 = Inglese
- 2 = Greco
- 3 = Italiano
- 4 = Turco
- 5 = Arabo
- 6 = Persiano

- 100 misurazioni memorizzate automaticamente
- Orologio e Calendario
- 2 allarmi orologio
- Indicatore di batteria scarica
- Utilizzabile con batterie ricaricabili
- Bracciale universale 22-42 cm

Microlife Talking è la risposta tecnologica alla richiesta di strumenti per la misurazione della pressione arteriosa facili da utilizzare e precisi.

Microlife Talking è il primo misuratore della pressione con **GUIDA VOCALE** validato BHS A/A.

Microlife Talking è il modo più semplice di misurarsi la pressione e aiuta tutti i pazienti, anche i più difficili e quelli che non leggono il manuale, a vivere serenamente la misurazione.

La guida vocale in 6 lingue è un valido aiuto anche per persone di lingua straniera.

Microlife Talking è il misuratore ideale per pazienti non vedenti.

È dotato di bracciale universale clinicamente testato.



Dotato di comoda borsina di trasporto, manuale d'uso, agenda della pressione, 4 batterie da 1,5 V tipo AA, guida per la verifica della taglia del bracciale.



Altoparlante e regolazione del volume



Semaforo della pressione per una chiara indicazione del proprio livello pressorio



Funzionamento ad un tasto

microlife