

**Sfigmomanometro elettronico digitale automatico da braccio per
monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore
THOLOMEUS®**



Specifiche Tecniche

Metodo di misura	Oscillometrico
Range di misura	Pressione arteriosa sistolica: 60-260 mmHg Pressione arteriosa diastolica: 30-195 mmHg Pulsazioni: 30-200 bpm
Accuratezza	Pressione: ± 3 mmHg Pulsazioni: 5 %
Sistema di sicurezza	Massima pressione di gonfiaggio: 180 mmHg Massimo tempo di misurazione: 180 sec
Batterie	2 AA (LR6) alcaline da 1,5 V
Memoria	Sino a 200 misurazioni ambulatorie
Porta di comunicazione per PC	USB (cavo in dotazione)
Bracciale	Small (S): 20-24 cm Standard (M): 24-32 cm Large (L): 32-38 cm
Frequenza delle misure ambulatorie	5, 10, 15, 20, 30, 60 e 120 min
Classificazione	Tipo IIa
Validazione	Clinicamente validato ed accurato (Protocollo Internazionale ESH)
Display	LCD
Temperatura di esercizio	Da 5 a 40 °C (10-95% umidità relativa massima)
Temperatura di stoccaggio	Da -25 +70 °C ($\leq 95\%$ umidità relativa)
Dimensioni	113 x 75 x 26 mm
Peso	168 grammi (senza batterie)
Protezione ingresso	IP22
Conformità con gli standard di sicurezza	Standard di sicurezza elettrica IEC 60601-1-2:2014 (EN 60601-1-2:2015)

Biotechmed

Servizi di Telemedicina

Biotechmed S.r.l.

Via Colombera 29

21048 Solbiate Arno (Varese)

www.biotechmed.it

info@biotechmed.it