

FAST ECG THOLOMEUS® per adulti

Dispositivo per il posizionamento e fissaggio rapido degli elettrodi precordiali per elettrocardiogramma a riposo per adulti



FAST ECG THOLOMEUS® è un dispositivo di posizionamento rapido per elettrodi ECG precordiali. Il supporto, realizzato con una miscela di gomma siliconica per applicazioni biomedicali, è flessibile ed estensibile per adattare la posizione degli elettrodi alle diverse dimensioni toraciche sia maschili che femminili e per lo stesso motivo gli elettrodi hanno diverse dimensioni. Gli elettrodi sono realizzati in ottone e rivestiti con Ag attraverso un processo di galvanizzazione. Il fissaggio del dispositivo è assicurato da due coppette ad aspirazione che garantiscono il mantenimento della posizione corretta per tutta la durata della registrazione elettrocardiografica.

Specifiche tecniche

Dimensioni	495 mm (larghezza) x 220 mm (altezza)
Peso Netto (senza cavo)	380 gr
Materiale elettrodo e vite	Ottone con trattamento Ag
Materiale coppa	Ottone con trattamento Ag
Materiale supporto	Gomma siliconica per applicazioni biomedicali
Materiale pompetta	Plastico (PVC medical grade)
Diametro pompetta	33 mm
Diametro elettrodo	14,7 mm
Diametro coppa	30 mm
Spessore elettrodo	C1 e C2 13 mm – C3 e C6 8 mm – C4 e C5 4 mm
Connessione	Universale (connettore a banana da 4 mm, pinzetta, bottone)
Conformità anatomica	Diametro torace da 74 a 95 cm
Conformità alla normativa	Regolamento (UE) 2017/745 - Dispositivo medico di classe I
UDI-DI di base	805666908C020501VS
UDI-DI	08056669080084
EMDN	C020501
RMD	2571092
Dotazione	6 elettrodi toracici e 2 coppette di fissaggio con pompette
Temperatura di stoccaggio	Da 0°C a +50°C
Umidità di stoccaggio	Da 20% a 80%
Scadenza prodotto	Non soggetto a scadenza

Biotechmed

Servizi di Telemedicina

Biotechmed S.r.l.

Via Colombara 29

21048 Solbiate Arno (Varese)

www.biotechmed.it

info@biotechmed.it