


Elettrocardiogramma dinamico secondo Holter da 24 ore a 7 giorni

È analogo all'elettrocardiogramma a riposo, con la differenza che permette una registrazione prolungata nell'arco di un periodo dalle 24 ore a 7 giorni, durante le comuni attività della giornata, potendo evidenziare alterazioni non riscontrabili in condizioni di riposo.



Elettrocardiografo Holter da 24 ore a 7 giorni (codice prodotto CT-08S-T)

Scheda tecnica



L'elettrocardiografo Holter a 3 canali consente facilmente di rilevare notevoli quantità di informazioni per un periodo compreso tra 24 ore e 7 giorni. È disponibile anche una variante che può registrare 12 derivazioni da 24 a 72 ore (codice prodotto CT-083S-T).

Principali caratteristiche:

- ◆ Registratore a 3 derivazioni (5 elettrodi), in grado di creare dati non compressi in 3 canali (opzionale: registratore a 12 derivazioni con cavo a 10 elettrodi);
- ◆ Display LCD grafico 128x64 mm e pulsantiera a 2 tasti;
- ◆ Visualizzazione della forma d'onda in tempo reale per verificare la qualità del tracciato ad inizio registrazione;
- ◆ Design compatto ed estremamente leggero, solo 83 g;
- ◆ Rilevamento automatico della presenza di pacemaker;
- ◆ Salvataggio dei dati su scheda SD interna;
- ◆ Funzionamento a batteria alcalina usa e getta (1 x AAA), non in dotazione;
- ◆ Report completo con analisi delle aritmie semplici e complesse, inclusa fibrillazione atriale, disturbi di conduzione atrioventricolari e intraventricolari, pacemaker, variabilità della frequenza cardiaca, intervallo QT, segmento ST (valutazione dell'ischemia)



Una confezione omaggio da 100 pezzi di elettrodi monouso per Holter ECG in foam, pregellati con gel solido, sensore in Ag/AgCl, per adulti, dimensioni 36x40 mm, connessione a clip

Una confezione omaggio da 50 pezzi di elettrodi monouso per Holter ECG in foam, pregellati con gel solido, sensore in Ag/AgCl, pediatrici, diametro 40 mm, connessione a clip

Scopri quanto è semplice e veloce effettuare un elettrocardiogramma dinamico per i tuoi pazienti.

Inquadra il QR Code e guarda il video su  YouTube

