

La telecardiologia



Elettrocardiogramma a 12 derivazioni a riposo

Permette di registrare l'attività elettrica del cuore grazie ad elettrodi applicati sulla superficie del corpo. Esso è utile per verificare le caratteristiche elettriche del cuore registrando, qualora ci fossero, eventuali aritmie, la geometria del cuore (presenza di un ingrandimento o ipertrofia cardiaca), e lo stato metabolico del cuore (sofferenza da ridotta ossigenazione, nell'angina e nell'infarto miocardico, o alterazioni elettrolitiche).

La registrazione avviene tramite un elettrocardiografo palmare.

Telecardiologia: elettrocardiografo palmare (codice prodotto CS-280-T)

Scheda tecnica



Innovativo elettrocardiografo digitale a 12 derivazioni palmare portatile che garantisce prestazioni professionali in ridotte dimensioni.


Principali caratteristiche:

- ◆ Ampio display touchscreen LCD a colori;
- ◆ Batteria ricaricabile al litio;
- ◆ 12 canali / derivazioni, con acquisizione simultanea in 10 secondi;
- ◆ Dotato di memoria (sino a 200 esami memorizzabili);
- ◆ Dimensioni ridotte per facilitarne l'uso in ogni situazione.


Una confezione di gel spray elettroconduttore omaggio.




Scopri quanto è semplice e veloce effettuare un elettrocardiogramma a riposo per i tuoi pazienti. Inquadra il QR Code e guarda il video su  **YouTube**



Inquadra il QR Code
e guarda il video su
 **YouTube**



Fascia ECG Tholomeus® acquistabile a parte. Il dispositivo medico in silicone medicale flessibile ed estensibile per elettrodi precordiali permette il corretto posizionamento degli elettrodi precordiali.



Una confezione omaggio da 50 pezzi di elettrodi monouso per ECG a riposo in foam, pregellati con gel liquido, sensore in Ag/AgCl, universali, dimensioni 28x44 mm, con attacco a baionetta per il terminale a banana da 4 mm del cavo paziente (non sono necessari adattatori).