



Monitoraggio prolungato di eventi elettrocardiografici sino a 30 giorni



Grazie ad un dispositivo portatile (wearable) è possibile registrare l'elettrocardiogramma durante le attività quotidiane su periodi di tempo molto lunghi, potendo quindi catturare, a differenza dell'elettrocardiogramma Holter tradizionale, eventi elettrocardiografici sporadici e transitori legati, a titolo di esempio, a disturbi di conduzione atrioventricolare o intraventricolare, aritmie (tipicamente episodi di fibrillazione atriale parossistica) o eventi ischemici cardiaci.

Registratore wearable di eventi elettrocardiografici (codice prodotto CP-025-T)


Scheda tecnica



L'elettrocardiografo wearable a 1 o 3 canali consente di registrare tracciati elettrocardiografici sino a 30 giorni.

Principali caratteristiche:

- ◆ Registrazione della durata sino a 30 giorni su un canale e sino a 14 giorni su tre canali;
- ◆ Design compatto e leggero: 6 cm di lunghezza per un peso di soli 80 g;
- ◆ Portatile: il dispositivo si applica direttamente al torace, con minimo disturbo del paziente;
- ◆ Resistente all'acqua (grado di protezione IP67);
- ◆ Visualizzazione della forma d'onda mediante app gratuita installabile su smartphone Android collegato al dispositivo in modalità bluetooth;
- ◆ Rilevamento automatico della presenza di pacemaker;
- ◆ Alimentato da batteria interna al litio ricaricabile via USB (durata della carica sino a 14 giorni, indifferentemente su uno o tre canali);
- ◆ Salvataggio dei dati su memoria interna;
- ◆ Analisi dettagliata degli eventi, con rilevamento di aritmie semplici e complesse (inclusa fibrillazione atriale), disturbi di conduzione atrioventricolari e intraventricolari, pacemaker, variabilità della frequenza cardiaca, intervallo QT, segmento ST (valutazione dell'ischemia).



Una confezione omaggio da 100 pezzi di elettrodi monouso per Holter ECG in foam, pregellati con gel solido, sensore in Ag/AgCl, per adulti, dimensioni 36x40 mm, connessione a clip

Una confezione omaggio da 50 pezzi di elettrodi monouso per Holter ECG in foam, pregellati con gel solido, sensore in Ag/AgCl, pediatrici, diametro 40 mm, connessione a clip