



# Il telemonitoraggio della pressione arteriosa



Il telemonitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa delle 24 ore permette di monitorare la pressione arteriosa in maniera accurata e dettagliata nel corso delle attività quotidiane. È un esame necessario e fondamentale per potere confermare la diagnosi di ipertensione arteriosa basata sulla misurazione della pressione presso l'ambulatorio medico o la farmacia.



## Misuratore della pressione arteriosa delle 24 ore da braccio (codice prodotto ABP-020-T)

Scheda tecnica



Lo sfigmomanometro elettronico automatico da braccio per la misurazione nelle 24 ore è un misuratore della pressione arteriosa clinicamente validato, che permette di effettuare monitoraggi della pressione arteriosa con diversi programmi di misurazione ed in maniera semplice.

Principali caratteristiche:

- ◆ Intervalli di misurazione della pressione arteriosa completamente programmabili sia per il periodo diurno che per quello notturno;
- ◆ Dispositivo leggero (168 g senza batteria) e compatto (113x75x26 mm) per un miglior comfort del paziente;
- ◆ Modalità silenziosa e occultamento dei valori pressori al paziente sul display;
- ◆ Diversi bracciali disponibili a seconda delle dimensioni del braccio del paziente (inclusi nella confezione bracciale standard o medium 24-32 cm e large 32-38 cm);
- ◆ Indicazione delle aritmie;
- ◆ Indicazione degli errori e ripetizione della misurazione in caso di errore;
- ◆ Visualizzazione per ogni misurazione dell'oscillogramma per una diagnosi più accurata e per una chiara identificazione del tipo di aritmia;
- ◆ Memorizzazione della posizione del corpo (supino o in piedi) per ogni misurazione per una identificazione più accurata delle attività e del periodo sonno/veglia;
- ◆ Memoria che consente fino a 200 misurazioni;
- ◆ Funzionamento a batteria alcalina usa e getta (2 x AA), non in dotazione.

Inclusi due sottobracciali lavabili riutilizzabili (uno per bracciale medium e uno per bracciale large).

Clinicamente validato



**European Society of Hypertension**



Scopri quanto è semplice e veloce effettuare un monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore per i tuoi pazienti.

Inquadra il QR Code e guarda il video su **YouTube**