

La telepolisonnografia cardiorespiratoria



La telepolisonnografia cardiorespiratoria è l'esame di elezione per la diagnosi della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) e per valutarne la gravità.

Grazie ad uno strumento portatile (polisonnografo) il paziente può effettuare l'esame a casa propria durante una notte di sonno.

L'esame permette il monitoraggio del respiro, del russamento e della saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Polisonnografo (codice prodotto POLI-NS-T)

Scheda tecnica



Il polisonnografo è un registratore multiparametrico che utilizza 3 sensori esterni e rileva 7 segnali (canali fisiologici) come previsto dalle linee guida dell'AASM (American Academy of Sleep Medicine).

Principali caratteristiche:

- ◆ Registratore multiparametrico (sforzo toracico, posizione del corpo, flusso nasale, russamento, saturimetria, frequenza cardiaca e onda pletismografica);
- ◆ Utilizza 3 sensori esterni (cannula nasale, fascia toracica e saturimetro);
- ◆ Di facile applicazione da parte del paziente sotto supervisione medica;
- ◆ Funzionamento con batteria ricaricabile interna;
- ◆ Ampia capacità di memoria;
- ◆ Report del monitoraggio notturno secondo gli standard dell'AASM (American Academy of Sleep Medicine).

10 cannule nasali Omaggio.



Scopri quanto è semplice e veloce effettuare una polisonnografia cardiorespiratoria per i tuoi pazienti. Inquadra il QR Code e guarda il video su  YouTube

